



关于调整部分生化检验项目采血管的通知

各临床科室、体检中心和门诊、急诊抽血室:

由于我科新购进的贝克曼生化免疫流水线,需要使用含有促凝剂的静脉采血管才能正常开展相应生化项目检测(具体项目详见附表),因此我科现将调整部分生化检验项目采血管,需要将原肝素锂/3mL(绿色管)改为促凝管/5mL(橙色管)/广东康德莱。

请各科根据原肝素锂/3mL(绿色管)的需求量到医学装备部仓库领取新的采血管:促凝管/5mL(橙色管)/广东康德莱,材料编号:040810026,我科将在2024年12月3日进行项目维护正式更改采血管,请各科相关科室人员尽快领取,抽血人员可参照条码上的颜色标识或以下附件选择相应的采血管为患者采血。

备注:为了此项工作能够顺利交接各科原先已领取的绿色管可以继续使用完成,不便之处敬请原谅,谢谢!

联系电话: 2102768 (5768) 检验科咨询组



附表: 需要更改试管的项目清单

检验项目	原试管	更改后试管
肝功五项	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
肝功八项	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
肝功全套	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
血脂二项	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
血脂四项	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
血脂七项	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
肾功三项	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
肾功五项	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
心肌酶四项	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
风湿三项	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
风湿四项	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
心血管三项	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
同型半胱氨酸	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
超敏C反应蛋白	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
谷丙转氨酶	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
谷草转氨酶	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
γ-谷氨酰转肽酶	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
碱性磷酸酶	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
总蛋白	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
白蛋白	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
总胆红素	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
直接胆红素	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
血清前白蛋白	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
总胆汁酸	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
谷胱甘肽还原酶	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
尿素	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
肌酐	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
尿酸	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
胱抑素-C	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
总胆固醇	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)
甘油三脂	肝素锂/3mL (绿色管)	促凝管/5mL (橙色管)